

Food Detective

Kit de intolerancia alimentaria de resultado inmediato



- ✓ Test de intolerancia alimentaria IgG a 59 alimentos.
- ✓ Con un simple pinchazo en el dedo
- ✓ Test para realizar in situ en la consulta
- ✓ Resultados inmediatos. Fácil de usar
- ✓ Simple, seguro y rápido

Indicaciones

La intolerancia alimenticia puede ser la consecuencia de una reacción adversa del organismo a determinados alimentos. Es menos fácil de detectar que la alergia a los alimentos, y sus manifestaciones patológicas suelen ser menos claras. Cuando hablamos de una Intolerancia Alimentaria, la persona puede presentar una "sensibilidad" -no una alergia- frente a determinados alimentos

Food Detective™ es una prueba rápida que en 40 minutos podemos conocer los alimentos que originan la intolerancia

¿A quién va dirigido?

Obesidad:

problemas de control de peso,
retención de líquidos

Procesos dermatológicos:

Acné, eczema, psoriasis, picor,
urticaria

Trastornos Gastrointestinales:

diarreas, síndrome de colon irritable,
hinchazón abdominal

Alteraciones psicológicas:

ansiedad, depresión, insomnio,
hiperactividad, fatiga

Otros:

migraña, dolores de cabeza,
artritis, psoriasis, acné fibromialgia,
vértigo, asma

¿Qué alimentos se analizan?

Cereales: Maíz, Sémola (Trigo duro), Gluten, Avena, Arroz, Trigo,
Centeno

Nueces y legumbres: Almendra, Nuez de Brasil, Anacardo, Mezcla de
legumbres (Judía, Lenteja, habichuelas), Nuez, Cacahuete, Soja, Cacao

Carnes: Carne de Ternera, Pollo, Cordero, cerdo

Pescado: Mezcla de pescado de agua fresca (Salmón, Trucha), Mezcla
de Mariscos (Camarón, Gamba, Cangrejo, Langosta, Mejillones), Atún,
Mezcla de Pescado blanco (Abadejo, Bacalao, Platija)

Verduras: Brócoli, Repollo (Col), Zanahoria, Puerro, Apio, Pepino,
Mezcla de Pimientos (rojo, verde, amarillo), Patata.

Frutas: Manzana, Grosella, Pomelo, Mezcla de Melón (Melón, Sandía),
Aceituna, Naranja y Limón, Fresas, Tomates

Otros: Leche de vaca, Ajo, Jengibre, Champiñones, Te, Levadura, Huevo


Principio del test

Test de Elisa

Contenido del Test

Por cada unidad de test **Food Detective™** se incluye:

- ✓ 2 lancetas estériles de un solo uso para realizar la punción en el dedo
- ✓ Tubo capilar de cristal o plástico
- ✓ Placa o bandeja de Reacción (envasada en una bolsa de aluminio).
- ✓ 1 Toallita Desinfectante
- ✓ 1 Tirita (apósito)
- ✓ Solución A – Tapón rojo; Solución diluyente 5 ml.
- ✓ Solución B – Tapón azul; Solución detectora 5 ml.
- ✓ Solución C – Tapón Negro; Solución reveladora 5 ml.
- ✓ Solución D – Tapón blanco; 2 botellas de solución de lavado 100 ml



Sensibilidad y Especificidad

El estudio de Sensibilidad relativa y la especificidad de **Food Detective™** se evaluó en relación con la detección de reacciones IgG positivas (> 12 U / ml) y reacciones negativas (<12 U / ml) de la IgG de 93 alimentos basado en una microplaca ELISA.

	Sensibilidad %	Especificidad %
Trigo	88	100
Centeno	88	100
Gluten	88	100
Nueces	75	100
Pollo	88	100
Mezcla de Legumbres	83	100
Levadura	86	100
Resto de alimentos	100	100

Conservación

Temperatura ambiente

Presentación

Caja Food Detective™ individual (1 unidad)

Caja Food Detective™ Profesional (5 unidades)

T +34 931 193 089
Info@csnovotest.com
www.csnovotest.com

Para más información consulte www.food-detective.es