

<b>Farmacia (Nombre)</b> <b>Calle (rellenar)</b> <b>Población y CP (rellenar)</b> <b>Teléfono (rellenar)</b>	<b>GLUTARALDEHIDO</b> <b>SOLUCIÓN AL 2%</b>
---	--

**Composición (por 100 ml):**

Glutaraldehido	2 g
Solución acuosa, csp (pH=7-8)	100 ml

(SE DEBEN DETALLAR TODOS LOS COMPONENTES. SI NO APARECEN EN EL ETIQUETADO)

**Indicaciones:**

Desinfectante germicida de instrumental dental, de endoscopia y de todos aquellos equipos que no puedan esterilizarse por calor. Recomendado especialmente para instrumental metálico porque no resulta corrosivo para la mayoría de los materiales. Es activo frente a bacterias, hongos y virus.

**Forma de empleo:**

Para una desinfección rápida debe sumergirse el material en la solución de glutaraldehido durante un tiempo mínimo de 10 a 30 minutos, siguiendo los protocolos establecidos.

**Precauciones:**

Es importante manejar cuidadosamente el producto. Puede producir dermatitis de contacto y reacciones alérgicas. Sus vapores son irritantes para ojos, nariz y vías respiratorias. Es muy tóxico en caso de ingestión accidental.



**Conservación y caducidad:**

Conservar el envase bien cerrado en lugar fresco y seco y protegido de la luz.

Caducidad:15 días. Es importante que se deseche el producto al cabo de este tiempo, ya que pierde su actividad.

**LOS MEDICAMENTOS DEBEN MANTENERSE  
FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

**SI AL LEER ESTE PROSPECTO LE SURGE  
ALGUNA DUDA CONSULTE A SU  
FARMACÉUTICO**

(\* SE RELLENARÁ SEGÚN LO INDICADO EN LA PRESCRIPCIÓN.